


KONTINUIERLICHE GLUKOSEMESSUNG (CGM) Guardian™ Connect



DIE FREIHEIT,
ICH ZU SEIN

HABEN SIE DAS GEFÜHL, DER DIABETES BEHERRSCHT IHR LEBEN?

HYPO HÄUFIGKEIT



**9 VON 10
MENSCHEN
HABEN
MINDESTENS
EINE HYPO
PRO WOCHE¹**

„ICH MÖCHTE
MEINEN ZUCKER
WEDER ZU HOCH,
NOCH ZU NIEDRIG.
ES IST SCHWIERIG
DAS ALLES ZU
KOORDINIEREN.“¹

 **MEHR ALS
9 VON 10**

**PERSONEN MODIFIZIEREN
IHRE INSULINDOSIS AUS
ANGST VOR HYPOS¹**

50%

**HABEN
DAUERHAFT
ANGST VOR
HYPOS¹**

GUARDIAN™ CONNECT

ist ein eigenständiges
CGM-System zur Unterstützung
der intensivierten Insulintherapie,
zum Beispiel mit einem Pen.



MEHR SEHEN, MEHR VERSTEHEN

- Glukosewerte werden automatisch alle fünf Minuten angezeigt; kein Scannen oder häufiges Blutzucker messen*¹ notwendig

RECHTZEITIG AUF ENTGLEISUNGEN REAGIEREN


- Individuell einstellbare Alarme vor zu niedrigen & zu hohen Glukosewerten

AUTOMATISCHE TAGEBUCHFÜHRUNG

- Blutzuckerwerte, Aktivitäten, Kohlenhydrateinnahmen & Insulinmengen speichern (Ereignis Marker)

INFORMATIONEN TEILEN

- Die Möglichkeit Glukosewerte mit Vertrauenspersonen zu teilen & wichtige Informationen automatisch per SMS versenden zu lassen



CGM MIT GUARDIAN™ CONNECT

Bei CGM wird alle fünf Minuten mittels eines kleinen Sensors im Gewebe ein Glukosewert ermittelt. Der Glukosewert wird über den angeschlossenen Transmitter via Bluetooth an die Guardian Connect App*² Ihres Monitors (Empfangsgerät) oder alternativ Ihres Smartphones gesendet und dort angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, die Glukosedaten in der App auf Wunsch mit vertrauten Personen zu teilen oder auch Ihrem/r Diabetologen/in zu senden.



keine Originalgröße des Produktes

Das Guardian Connect™ System besteht aus 3 Komponenten:

- Enlite® Glukosesensor (bis zu 6 Tage Tragedauer)
- Guardian™ Connect Transmitter (1 Jahr Garantie)
- Guardian™ Connect Monitor (Empfangsgerät)
- Guardian™ Connect App*² zum Download

**Mehr Informationen unter
www.medtronic-community.de oder
guardianconnect.medtronic-diabetes.de**

**Jetzt registrieren,
um das Produkt zu
erhalten!**

Quellen:

1. Medtronic data on file, Hypo-Umfrage Oktober 2016 mit 1.027 Teilnehmern

MiniMed®, Guardian®, Enlite® und CareLink® sind eingetragene Warenzeichen von Medtronic MiniMed Inc.

*1 zwei Blutzuckermessungen pro Tag werden zur Kalibrierung des CGM-System benötigt

*2 Guardian™ Connect App benötigt mindestens iOS9 und ist kompatibel mit: iPhone, iPod touch & iPad.

Sicherheitshinweis

Systeme der kontinuierliche Glukosemessung sind für die Überwachung der interstitiellen Glukosespiegel bei Personen mit Diabetes bestimmt. Diese Systeme bieten Informationen in Bezug auf mögliche hohe und niedrige Glukosespiegel, müssen aber vor Therapieentscheidungen mit einer Blutzuckermessung bestätigt werden. Die Informationen der kontinuierlichen Glukosemessung sollen als Ergänzung, nicht als Ersatz einer herkömmlichen Blutzuckermessung dienen. Die Einführung des Glukosesensors kann zu Blutungen oder Reizungen an der Einstichstelle führen. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn starke Schmerzen auftreten oder wenn Sie den Verdacht haben, dass die Einstichstelle infiziert ist. Die Guardian Connect App erfordert für den Betrieb, dass Sie ein funktionierendes mobiles elektronisches Gerät mit den richtigen Einstellungen (wie ein unterstütztes Betriebssystem und Bluetooth®) haben. Eine Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen und möglichen unerwünschten Ereignisse finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Bedienungsanleitung hat Vorrang vor den Angaben in dieser Broschüre. Die Broschüre stellt keinen medizinischen Rat dar und zu Fragen der Therapie konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Medtronic

Deutschland

Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Earl-Bakken-Platz 1
40670 Meerbusch
Telefon: +49 (0)2159 81 49 -370
Telefax: +49 (0)2159 81 49 -110
24-Stunden-Hotline: 0800 6464633
www.medtronic-community.de
www.medtronic.de

Österreich

Medtronic Österreich GmbH
Handelskai 94-96
1200 Wien
Telefon: +43 (0)1 24044 -190
Telefax: +43 (0)1 24044 -199
Hotline: +43 (0)820 820190
info.diabetes-austria@medtronic.com
www.medtronic-diabetes.at
www.medtronic.at

Schweiz

Medtronic (Schweiz) AG
Talstr. 9
Postfach 449
3053 Münchenbuchsee
24-Stunden-Hotline: 0800 633 333
Telefon: +41 (0)31 8680160
diabetes.schweiz@medtronic.com
www.medtronic-diabetes.ch
www.medtronic.ch

www.medtronic-community.de